




T.E.C.A.R

Thérapie

Générateur à radiofréquence

Applicateurs bipolaires

Une caractéristique unique de FISIOLINE RADIANT® Veterinary est l'existence des **applicateurs bipolaires capacitifs** circulaires. Cette technique d'application, qui **ne nécessite pas l'électrode de référence** ni même la crème conductrice, permet de transférer l'énergie en profondeur, en concentrant l'action **exclusivement sur la zone touchée**.



Multi-fréquence: 7 fréquences



FISIOLINE RADIANT® Veterinary, unique en son genre, donne la possibilité d'utiliser également jusqu'à 7 fréquences sélectionnables durant le traitement, en fonction de la profondeur des tissus à traiter et de la taille de l'animal.

Balayage automatique des fréquences avec modalité Switching

Le **balayage automatique des fréquences** donne à l'opérateur la possibilité d'utiliser simultanément les **7 fréquences disponibles** durant le traitement.

Classification technique	VMD* Classe I
Fréquence d'émission	448 kHz - 1 MHz
Fréquence de réseau	50-60 Hz
Puissance	450VA
Programmes utilisateurs	Jusqu'à 4 phases
Poids	7 Kg
Dimensions	35x26,5x15cm

* Veterinary Medical Device

T.E.C.A.R vendu par **Vetline**
 22, Venelle du Bois de la Pierre
 1300 Limal Belgique
 0032 10 41 57 56
www.equidias.be



Thérapie de la douleur

Post traumatique

Anti-oedemateux

Anti-inflammatoire

Thérapie de rééducation